

- Tamanho 223mm x 27mm
- Cor Azul oceano
- Potência de entrada 2W oceano
- Voltagem 5V/1A
- Material ABS, TPE, PP

SITUAÇÃO	RAZÃO	SOLUÇÃO
Redução de vibração	Empurrar a escova no dente com muita força. A cabeça da escova de dentes está muito perto para manusear.	Coloque levemente a cabeça da escova no dente. Deixe um pequeno espaço entre a cabeça da escova e o cabo.
Curta duração bateria depois de um Carga máxima	A escova de dentes não está colocada corretamente na base de carregamento.	Coloque o corpo diretamente na base de carga e certifique-se de que a luz indicadora esteja acesa.
Cabeças as escovas dentes quebrados	O produto é usado por mais tempo do que o recomendado.	Substitua a bateria.

1. Carregue a escova de dentes antes de usá-la pela primeira vez.
  2. Carregue a escova de dentes por aproximadamente 10-12 horas.
  3. Levará aproximadamente 24 horas para carregar totalmente a bateria.
  4. Coloque a escova de dentes na base de carregamento e certifique-se de que a luz indicadora esteja acesa.
  5. Se a escova de dentes não tiver sido recarregada por um longo período, a luz indicadora acenderá após 6 a 10 minutos.
- Carga normal:** indicador vermelho  
**Carga completa:** indicador verde  
**Bateria fraca:** indicador amarelo

**CUIDADO**

1. Não carregue no banheiro. Não coloque a base de carga perto de água ou chuveiro.
2. Não quebre os produtos nem troque a bateria.
3. Não mude a linha de carregamento USB ou a base de carregamento.



**LIMPANDO A CABEÇA**  
 - Limpe a cabeça da escova após o uso e deixe secar ao ar.  
 - Evite tocar na escova para evitar que os filamentos se desfiem.



**LIMPANDO O CORPO**  
 1. Limpe o corpo com um pano macio.  
 2. Não mergulhe na água.  
 3. Não use solvente ácido ou água com temperatura superior a 40°.



**LIMPANDO A BASE DE CARGA**  
 1. Remova a base antes de limpar para evitar choque elétrico.  
 2. Limpe a sujeira e manchas com um pano.



**SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA**  
 - Substitua a cabeça a cada três meses.

**ALTA FREQUÊNCIA**


Com uma velocidade de 7600vpm / min, nossa escova de dentes elétrica fornecerá resultados de limpeza excelentes e profundos.

**CABEÇA**

Cabeça da escova de dentes: As cabeças da escova de dentes são substituíveis. As cerdas indicadoras permitirão que você saiba quando é hora de substituir as cabeças (os dentistas recomendam trocar as cabeças a cada 3 meses)

**BOTÕES**

iSwitch: pressione o botão para baixo, a escova de dentes irá parar por 0,3 segundos. Isso solicita que você altere a área de limpeza. O tempo de limpeza dura 2 minutos. Base de carregamento: Recrhes a escova de dentes.



**ATTENTION**

1. Do not put charging base in water or any liquid.
2. Do not recharge, use, or store in fire-hazardous or high-temperature areas.
3. Do not recharge near a strong magnetic field.

**CAUTION**

1. Check if the voltage of the product adapts to your local voltage before using.
2. Replacable items include charging bases, handles, and USB lines. If any item breaks, replace to avoid dangers.
3. Keep out of reach of children. Item is not a toy.
4. Ask doctor before using if you have had an operation in the last two months.
5. Do not use product for other purposes, besides oral care.
6. Clean brush heads with hydrogen peroxide, dicarbonate and bicarbonate.
7. Do not use toothbrush while showering. When not in use, turn off toothbrush to avoid fire.


**USER MANUAL**

1. Align toothbrush head with handle.
2. Push down on head towards handle.
3. Place charging base on a safe and dry surface.
4. Turn on charging base.
5. Place handle on charging base, the indicator light will turn on to show the handle is charging.

**Tip**

Do not dispose of the product when no longer needed. The battery contained inside may be harmful to the environment. Dispose of the product at a recycling center near you.

**SPECS**



- Size 223mm x 27mm
- Colour Azul oceano
- Input power
- Voltage 5V/1A
- Material ABS, TPE, PP

**PROBLEM SOLVING**

SITUATION	REASON	SOLUTION
Vibration reduction	Pushing toothbrush down too hard on tooth. Toothbrush head is secured too close to handle.	Lightly place brush head on tooth. Leave a small gap between brush head and handle.
Short battery life after full charging	Toothbrush is inproperly placed on charging base.	Leave a small gap between brush head and handle. Place handle straight on charging dock and ensure the indicator light is on.
Toothbrush heads break down	Product is used for more than recommended time.	Replace battery.

**BATTERY CHARGE**

1. Charge the toothbrush before using it for the first time.
  2. Charge the toothbrush for approximately 10-12 hours.
  3. It will take approximately 24 hours to fully charge the battery.
  4. Place the toothbrush on the charging base and make sure the indicator light is on.
  5. If the toothbrush has not been recharged for a long time, the indicator light will turn on after 6-10 minutes.
- Normal charge: red indicator  
 Full charge: green indicator  
 Low battery: yellow indicator

**CAUTION**

1. Do not charge in the bathroom. Do not place the charging base near water or shower.
2. Do not break the products or change the battery.
3. Do not change the USB charging line or the charging base.

**BATTERY CHARGE**




**CLEANING THE HEAD**

- Clean the brush head after use and let it air dry.
- Avoid touching the brush to prevent the filaments from unraveling.



**CLEANING THE BODY**

1. Clean the body with a soft cloth.
2. Do not immerse in water.
3. Do not use an acid solvent or water with a temperature higher than 40°.



**CLEANING THE CHARGING BASE**

1. Remove the base before cleaning to avoid electric shock.
2. Clean dirt and stains with a cloth.



**HEAD REPLACEMENT**

- Replace the head every three months.

**HIGH FREQUENCY**


With a speed of 7600vpm / min, our electric toothbrush will give you excellent and deep cleaning results.

**HEAD**

Toothbrush head: The toothbrush heads are replaceable. The indicator bristles will let you know when it is time to replace the heads (dentists recommend changing the heads every 3 months)

**BUTTONS**


iSwitch: press the switch down, the toothbrush will stop for 0.3 seconds. This prompts you to change the cleaning area. Cleaning time lasts 2 minutes. Charging base: Rechrhes toothbrush.



# CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO

Escova de dentes elétrica  
Electric toothbrush

## FITTING



Handle	Toothbrush heads	Charging dock
1	2	1

01

ES

## ADVERTENCIA


1. No coloque la base de carga en agua ni en ningún líquido.
2. No recargue, use ni almacene en áreas con riesgo de incendio o de alta temperatura.
3. No recargue cerca de un campo magnético fuerte.

## PRECAUCIÓN

1. Compruebe si el voltaje del producto se adapta a su voltaje local antes de usarlo.
2. Los artículos reemplazables incluyen bases de carga, manijas y líneas USB. Si algún artículo se rompe, reemplácelo para evitar peligros.
3. Manténgase fuera del alcance de los niños. El artículo no es un juguete.
4. Pregunte al médico antes de usar si ha tenido una operación en los últimos dos meses.
5. No utilice el producto para otros fines, además de su cuidado.
6. Limpie las cabezas de los cepillos con peróxido de hidrógeno, dicarbonato y bicarbonato.
7. No use cepillo de dientes mientras se ducha. Cuando no esté en uso, apague el cepillo de dientes para evitar incendios.

# CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO

Escova de dentes elétrica  
Electric toothbrush



02

## MANUAL DE USUARIO

ES

1. Alinee la cabeza del cepillo de dientes con el mango.
2. Empuje el cabezal hacia el mango.
3. Coloque la base de carga en una superficie segura y seca.
4. Encienda la base de carga.
5. Coloque el mango en la base de carga, la luz indicadora se encenderá para mostrar que el mango se está cargando.


### Tip

No deseche el producto cuando ya no lo necesite. La batería contenida en el interior puede ser dañina para el medio ambiente. Deseche el producto en un centro de reciclaje cercano.

03

## ESPECIFICACIONES

ES



04

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ES

SITUACIÓN	RAZÓN	SOLUCIÓN
Reducción de vibración	Empujar el cepillos sobre el diente con demasiada fuerza. El cabezal del cepillo de dientes está demasiado cerca para manipularlo.	Coloque ligeramente la cabeza del cepillo sobre el diente. Deje un pequeño espacio entre el cabezal del cepillo y el mango.
Corta duración de la batería después de una carga completa	El cepillo de dientes no está colocado correctamente en la base de carga.	Coloque el cuerpo directamente sobre la base de carga y asegúrese de que la luz indicadora esté encendida.
Los cabezales de los cepillos de dientes se rompen	El producto se utiliza durante más tiempo del recomendado.	Reemplazar la batería

05

## CARGA DE BATERÍA

ES

1. Cargue el cepillo de dientes antes de usarlo por primera vez.
2. Cargue el cepillo de dientes durante aproximadamente 10-12 horas.
3. La carga completa de la batería tardará aproximadamente 24 horas.
4. Coloque el cepillo de dientes en la base de carga y asegúrese de que la luz indicadora esté encendida.
5. Si el cepillo de dientes no se ha recargado durante mucho tiempo, la luz indicadora se encenderá después de 6-10 minutos.

**Carga normal:** indicador rojo  
**Carga completa:** indicador verde  
**Batería baja:** indicador amarillo

### PRECAUCIÓN

1. No cargue en el baño. No coloque la base de carga cerca del agua o la ducha.
2. No rompa los productos ni cambie la batería.
3. No cambie la línea de carga USB o la base de carga.

06

## CARGA DE BATERÍA

ES



### LIMPIEZA DEL CABEZAL

- Limpiar el cabezal del cepillo después de usarlo y dejar secar al aire.
- Evite tocar el cepillo para evitar que los filamentos se deshagan.



### LIMPIEZA DEL CUERPO

1. Limpie el cuerpo con un paño suave.
2. No sumergir en agua.
3. No utilice un disolvente ácido o agua con una temperatura superior a 40°.



### LIMPIEZA DE LA BASE DE CARGA

1. Quite la base antes de limpiarla para evitar descargas eléctricas.
2. Limpie la suciedad y las manchas con un paño.



### REEMPLAZO DEL CABEZAL

- Reemplace el cabezal cada tres meses.

07

## ALTA FRECUENCIA

ES


Con una velocidad de 7600vpm/min, nuestro cepillo de dientes eléctrico le brindará resultados de limpieza excelentes y profundos.

### CABEZAL

Cabezal de cepillo de dientes: los cabezales de cepillo de dientes son reemplazables. Las cerdas indicadoras le permitirán saber cuándo es el momento de reemplazar las cabezas (los dentistas recomiendan cambiar las cabezas cada 3 meses)

### BOTONES

iSwitch: presione el interruptor hacia abajo, el cepillo de dientes se detendrá durante 0,3 segundos. Esto le indica que cambie el área de limpieza. El tiempo de limpieza dura 2 minutos. Base de carga: Recargas cepillo de dientes.



08

PT

## ADVERTENCIA

1. Não coloque a base de carga em água ou qualquer outro líquido.
2. Não recarregue, use ou armazene em áreas de alta temperatura ou risco de incêndio.
3. Não recarregue perto de um campo magnético forte.

## PRECAUCIÓN

1. Verifique se a voltagem do produto está adaptada à voltagem local antes de usar.
2. Os itens substituíveis incluem bases de carregamento, alças e linhas USB. Se algum item quebrar, substitua-o para evitar o perigo.
3. Mantenha fora do alcance das crianças. O item não é um brinquedo.
4. Pergunte ao seu médico antes de usar se você foi operado nos últimos dois meses.
5. Não use o produto para outros fins além dos seus cuidados.
6. Limpe as cabeças da escova com peróxido de hidrogênio, dicarbonato e bicarbonato.
7. Não use escova de dentes durante o banho. Quando não estiver em uso, desligue a escova de dentes para evitar incêndio.

09

## MANUAL DE USUÁRIO

PT

1. Alinhe a cabeça da escova de dentes com o cabo.
2. Empurre a cabeça em direção à alça.
3. Coloque a base de carga em uma superfície segura e seca.
4. Ligue a base de carregamento.
5. Coloque a alça na base de carga, a luz indicadora acenderá para mostrar que a alça está carregando.

### Dica

Não descarte o produto quando não for mais necessário. A bateria contida no interior pode ser prejudicial ao meio ambiente. Descarte o produto em um centro de reciclagem próximo.

10